

WELCH ALLYN

7670-01



Tensiómetro De Aneroides Modelo De Pared 7670-01 Welch Allyn Utilizado Para Medir La Presion Arterial

DESCRIPCION: T

Tensiómetro de aneroides modelo de pared. Marca: Welch Wlllyn - USA. Ref: 7670-01

Unidad de venta: unidad

Uso: utilizado para medir la presion arterial en cualquier ambiente clinico, hospital y consultorios.

Características :

- Caratula grabada con laser proporciona mayor exactitud
- Con dial ahuecado y aguja roja de alto contraste que incrementan la visibilidad y reducen los errores de paralaje (diferencia de angulos segun punto de observacion)
- Libre de latex y de mercurio
- Cesto de almacenamiento incorporado para brazalete
- El cambio de color y el nuevo perfil redondeado aportan al tensiómetro un aspecto mas moderno

Accesorios :

- Brazalete de dos vias tamano adulto
- Valvula y pera insufladora

Notas tecnicas :

- Garantia: un (1) ano por defecto de fabrica