

seca sensa 804

Con una memoria brillante,
apela a los sentidos.



- 24 electrodos. Para medición de grasa y agua corporal.
- Reconocimiento automático de cada usuario. Para obtener resultados rápidos.
- Cuatro memorias. Práctico sistema para varios usuarios.
- Función BMI para la comprobación del estado nutricional.
- Más de 165 años de experiencia. Para una máxima precisión.
- Del líder mundial en tecnología médica de pesaje y medición.



seca sensa 804:

Elegante medición de la grasa y del agua corporal.

Observe los atractivos electrodos cromados: su disposición asegura el contacto permanente de la piel durante el proceso de medición de grasa y agua corporal.

Engalanada con atractivos electrodos cromados.

Un total de 24 electrodos indican todo lo que sabe hacer esta pesapersonas: además del peso, también mide el estado de nutrición del usuario. Con un nivel alto de seguridad; porque la disposición de los electrodos se ha elaborado minuciosamente, con las formas de los pies. Y con igual esmero ha creado el elegante diseño y las formas redondeadas de la plataforma de pesaje, para ofrecer un pesaje ergonómico y libre de tropiezos. Todas estas prestaciones hacen de la seca sensa 804 la báscula ideal para quienes valoran tanto la estética como su salud.

Para usuarios con prisa, pero sin problemas de identidad.


Ya no hay que invertir mucho tiempo en la medición del índice de masa corporal (BMI) y de grasa y agua corporal: con sólo haber introducido una vez los datos personales como edad, sexo y estado de forma, la báscula reconocerá a cada usuario por su peso, una y otra vez. Cuando tenga dudas, lo consultará haciendo centellear la memoria que le parezca ser la más probable. Entonces, sólo hace falta seleccionarla y ya se puede seguir adelante.

Con protección contra errores involuntarios.

Cuando los diseñadores crean una nueva báscula seca, no sólo piensan en bellas formas, sino también en muchos detalles prácticos. En el caso de la báscula seca sensa 804 podemos citar como ejemplo las teclas situadas en su parte posterior, que evitan que durante el proceso de medición se introduzcan involuntariamente datos por el contacto de un pie, que podrían alterar los resultados. Usted ya lo ve: en las básculas seca, nada es casualidad.



La disposición de las teclas impide su accionamiento involuntario durante el proceso de medición.



Los electrodos cromados aseguran un contacto permanente de la piel.

seca sensa 804

Datos técnicos

- Capacidad: 150 kg / 330 lbs / 23 sts
- División: 100 g / 0,2 lbs
- Dimensiones (AxAxP):
300 x 46 x 300 mm
- Peso: 1,2 kg
- Funciones: Medición BF/BW, BMI, Auto-HOLD, desconexión automática
- El suministro incluye: 4 pilas tipo AAA, 4 pies de soporte para alfombras