

TENSIOMETRO

Welch Allyn DS44-11C



Descripción del producto:

Referencia: DS44-11C

Marca: Welch Allyn – USA

Unidad de venta: unidad

Uso: brazalete de 1 pieza tamaño adulto utilizado para la medición de la presión arterial.

Características :

Primer y único tensiómetro sin engranajes. Pera con Valvula estándar.

Resistente a impactos a una altura de 76 cms.

Diseño liviano, ultradelgado, compacto

El manómetro se inserta directamente en el brazalete

Aplicación precisa en la arteria branquial en cualquiera de los dos brazos

Brazalete adulto de unidad compacta de una sola pieza y un tubo de conexión, en dos tonos fácil de lavar, limpiar o esterilizar, estuche de nylon.