

## SELLADORA AUTOMATICA para Papel de Esterilización



**Easyseal**®

### Descripción del producto:

#### Referencia: EF100-L

La selladora EF100-L cuenta con función de control automático y continuo. Su temperatura es controlada por un micropocesador con error de precisión del  $\pm 1\%$ . El rango de temperatura es de  $60 \sim 220^{\circ}\text{C}$ . Incluye calentamiento rápido a  $180^{\circ}\text{C}$  en 40 seg. Sistema de poder fijo o ajustable. Su sellado es apto para papel 3D, plástico y papel. Avanzado sistema de calefacción en cerámica con alta estabilidad de temperatura. Su sellado es rápido (10M / 1 min) con ancho de 12 mm y margen de sellado ajustable  $0 \sim 35$  mm. La fuerza de sellado cumple con la norma YY/T 0698.5-2009. El Voltaje es de 110 Voltios – 50 / 60 Hz. - 500 Vatios. **Medidas aproximadas:** 48.2 x 24.2 x 15.7 cms. **Peso Aproximado:** 15 Kgs.