

CPAP Unidad de Presión Positiva Continua en Vía Aérea



yuwell



Descripción del producto: Referencia: YH-450

Sistema de soporte ventilatorio en vía aérea, ideal para paciente con apnea de sueño y otras patologías respiratorias. Cuenta con el humidificador incluido.

Funciones principales del equipo:

- i.* Apnea o hipoapnea por hora
- ii.* Tiempo de uso del equipo en la última terapia
- iii.* Tiempo de tratamiento con máscara puesta
- iv.* Presión media cmH₂O/hPa
- v.* Volumen de fuga de presión por minuto (lpm)
- vi.* Humidificación inteligente

Tiene pantalla retroluminiscente LCD, fecha y hora. Idioma inglés y español (opcional). Función bluetooth transferencia de datos, función rampa respiratoria 0 - 45 min. Alarma función predeterminada, nivel de humedad, modo CPAP - APA. Transferencia de datos por tarjeta USB o por red inalámbrica.

Funciona a 110 ~ 120 voltios - 50/60 hz.

Accesorios:

- 1 maletín de transporte, 1 máscara nasal,
- 1 adaptador de corriente 110 V, 1 manguera corrugada,
- 1 filtro, 1 manual de usuario