

## Máscara Nasal para Apnea del Sueño

**yuwell**



### Descripción del producto:

#### Referencia:

YN-02S, YN-02M, YN-02L

La máscara nasal para apnea del sueño cuenta con un rango de presión de 4 a 30 cm/H<sub>2</sub>O, codo giratorio 360° de 22 mm, transparente con soporte frontal. Incluye un arnés de poliéster de algodón con velcro y reborde en silicona suave, hermético y ligero. El diseño reduce presión nasal y mejora el ajuste. Talla S, M, L