

EP60



BOMBA DE ALIMENTACION ENTERAL EP60

La bomba de alimentación enteral EP-60C es muy sencilla y segura. La 'Auto Anti Oclusión', evita que los alimentos se apelmacen incluso entre comidas. La bomba de alimentación enteral dispone de una pantalla táctil 4.0 que permite ajustar los parámetros con un solo toque, un manejo sencillo y, por tanto, un aprendizaje rápido con los vídeos de instrucciones.

ESPECIFICACIONES:

Modelo EP-60C

- Dimensiones 147,5 (largo) x 105 (ancho) x 165 (alto) mm
- Peso aproximado 1,2 kg (incluida la batería, excluido el soporte de infusión)
- Modo de alimentación modo continuo y modo intermitente Velocidad de alimentación 1 ~ 1200 ml/h
- Aumento mínimo de la velocidad de alimentación 1 ml/h
- Temperatura de calentamiento 32 ~ 50°C o 90 ~ 122°F
- Alarma: Sí
- Temperatura ambiente para un funcionamiento óptimo : Temperatura: 5°C ~ 40°C




Set de Administración Enteral(Punzón)



Set de Administración Enteral(Bolsa)



Jeringa Enteral



Catéter de Alimentación Enteral