

# YUWELL 8F 5AW



El concentrador de oxígeno está diseñado para uso individual en el hogar. Es un dispositivo operado electrónicamente que separa el oxígeno del aire de la habitación. Le proporciona una alta concentración de oxígeno directamente a través de una cánula nasal. Los estudios clínicos han documentado que los concentradores de oxígeno son terapéuticamente equivalentes a otros tipos de sistemas de suministro de oxígeno.

## CARACTERÍSTICAS:

- \* Carcasa de plástico completa, segura y confiable. El tiempo acumula la función, muestra las horas de funcionamiento totales a través de la pantalla.
- \* El tiempo apaga la función por conveniencia.
- \* La válvula de alivio de presión del compresor ayuda al dispositivo a estar más seguro.
- \* Función de alarma de interrupción de energía.
- \* Función de alarma de falla del dispositivo (incluyendo falla de presión/ ciclo, falla del compresor, baja concentración de oxígeno)
- \* Compresor con función de protección contra sobrecalentamiento para aumentar la seguridad del compresor y el concentrador.
- \* Función de nebulización (8F-3AW, 8F-5AW).
- \* Función de control remoto.