



# Kardyo 100

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL



Monitor de presión arterial de brazo de dos usuarios con 199 espacios de memoria cada uno para almacenar resultados de las mediciones y un usuario invitado sin espacios de memoria. Pantalla grande y medición durante el inflado que brindan confort y facilidad de lectura de las medidas. Cuenta con indicador de la presión arterial de acuerdo a estándares de la OMS, indicación de movimiento en el brazo e indicación de latidos irregulares. Ideal para seguimiento de la presión arterial en casa.



EAN 13	7709934970214
Pantalla tamaño (mm)	60,5 x 92,5
Tipo de pantalla	LCD
Tipo de medición	Ascendente
Altavoz	No
Alimentación batería	4 x AAA (No incluidas)
Alimentación eléctrica	5 Vdc
Cable de alimentación USB	Si (Tipo C)
Adaptador AC-DC	No
Usuarios	2 + G
Memorias por usuario	199
Pantalla retro iluminada	No
Dimensiones (mm)	135,2 x 122,3 x 63,4
Peso neto (g) (sin baterías)	285
Brazalete tamaño (cm)	22 - 42
Ciclos de uso del monitor	30000
Ciclos de uso del brazalete	10000
Bolsa de transporte	Si
Indicación OMS	Si
Exactitud presión estática	± 3 mmHg
Exactitud frecuencia de pulso (bpm)	± 5 %
Rangos de medición presión (mmHg)	Sistólica: 60-230 / Diastólica: 40-130
Rango de medición de frecuencia de pulso (bpm)	40-199
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura: 20-60°C / Humedad: <93%
Condiciones ambientales de uso	Temperatura: 5-40°C / Humedad: <93%
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura: 5-40°C / Humedad: 15-90%
Unidades por caja máster	16
Clasificación de riesgo	IIA
Registro sanitario	2023DM-0021007

(\*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.