

WELCH ALLYN 49020



Frontoluz Welch Allyn – 49020

Luz blanca de calidad justo donde la necesita con la lámpara de estado sólido para procedimientos quirúrgicos de Welch Allyn.

Welch Allyn le trae de nuevo lo más avanzado en tecnología de iluminación. Nuestra nueva lámpara de estado sólido para procedimientos quirúrgicos proporciona una luz blanca, fría y brillante para operaciones y reconocimientos. Si necesita una lámpara pequeña, que ilumine con gran definición y sin el calor de las lámparas halógenas tradicionales, nuestras nuevas lámparas de estado sólido para procedimientos quirúrgicos le ofrecen una gran calidad y fiabilidad.

Descripción:

Fotoforo o Lámpara frontal de procedimientos de estado sólido o luz de Diodo Ref : 49020 Welch Allyn

Especificaciones:

Fuente de luz : Lámpara de estado sólido sólido de 5 vatios, temperatura de color de 5500 grados Kelvin, 50 lúmenes, vida útil estimada de 10.000 horas continuadas.

Distancia de trabajo : 40 cm.

Tamaño del punto luminoso : Regulable de 3,8 a 15,2 cm a la distancia de trabajo.

Funcionamiento continuado de las baterías : Una hora con una batería totalmente cargada.

Vida útil de las baterías : Aproximadamente 2,5 años (dependiendo del uso).

Garantía : Garantía limitada de 1 año.