

BM-120



MICROSCOPIO BINOCULAR BOECO BM-120

Equipo para análisis de muestras. Para uso en Laboratorios Clínicos y Instituciones Educativas (Universidades, Institutos)

BM-120



ESPECIFICACIONES:

- Aumentos: 40x- 1000x
- Cabezal: Cabezal Binocular libre de compensación, inclinado a 30° Giratorio 360°, distancia Inter pupilar ajustable 55- 75 mm
- Revólver: Rotativo, cuádruple
- Oculares: Par de oculares gran campo WF 10x /18 mm
- Objetivos: Objetivos BOECO acromáticos DIN 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (S), 100x/1.25 (R, inmersión)
- Platina: Platina mecánica de doble capa 140 x 140 mm Rango de movimiento 75 x 50 mm,
- Enfoque: Sistema de enfoque fino y grueso coaxial, con lecturas de graduación de 2 micrones por división, con seguro de enfoque
- Condensador: Condensador campo claro Abbè, N.A. 1,25, con filtro y diafragma de Iris. Regulable en altura por piñón y cremallera
- Iluminación: S-LED, intensidad de luz regulable.
- Estativo: Estativo robusto con base de goma antideslizante.
- Energía: Fuente de energía de voltaje múltiple 110-240 V incorporada
- Suminist. con: Cubierta antipolvo, filtro verde, aceite de inmersión, manual de instrucciones
- Dimensiones: 1196 x 344 x 349 mm, peso neto 5,9 kg

CARACTERÍSTICAS:

Código

BOE 1200.100

BOE 1200.101

BOE 1200.005

Descripción

BM-120

BM-120

Unidad de espejo para BM-120

Cabezal

Binocular

Binocular

Enchufe

Euro

US