

# Concentrador de Oxígeno Portátil



## Descripción del producto:

### Referencia: RS00600

Soporte ventilatorio ideal para ser usado en interiores y exteriores. Pantalla LCD, alarmas audibles y visibles, dimensión de 249 x 97 x 235 mm y un peso de 2.5kgs sin accesorios. Rango de flujo entre 1.0 - 5 LPM, escala de 0.5 LPM, pureza de oxígeno 87 - 96 %. Batería recargable de Ion Litio a 110 voltios o 12 voltios DC.

Duración de la batería de 4 horas a 12 LPM aprox., altitud de funcionamiento de 0 a 4000 mts. sobre el nivel del mar. Nivel de ruido 37 DbA a 1 Mt de distancia. Clasificación de alarmas; Crítico, alto, medio y bajo. Certificado de vuelo FAA, menú de varios idiomas, modos de suministro de oxígeno automático, auto y estándar.

Funcionamiento 110 Voltios / 12 Voltios D.C.