

# Centrifuga 12 Tubos GEMMY PLC-05



## Descripción del producto:

### Referencia: PLC-05

Centrifuga de 12 tubos, análoga, con capacidad de 12 x 15 mL, un máximo de 4000 RPM, rotor con angulación de 45° y sistema de balance automático.

#### Especificaciones Técnicas:

Rotor angular para 12 tubos de 15 ml. Ajuste de la velocidad y tiempo mediante perillas.

Cabezal de rotor angular de 45°. Cuenta con sistema automático de balanceo para eliminar vibraciones.

Orificios de entrada de aire en la cámara que ayudan a mantener el equipo fresco durante uso prolongado.

Base pesada con 3 patas de goma tipo chupón que evitan que la unidad se deslice.

Cumple con el requerimiento de compatibilidad electromagnética CE de EN 60601 -1 – 2 y las regulaciones serie IEC801.

Velocidad: 0 a 4000 rpm. RCF máximo: 2057 x g.

Tiempo programable: 0 – 60 minutos. Dimensiones: 270 x 270 x 250 mm

Peso neto: aprox. 8 Kg.

Directivas: 89/336 CEE-CEM, ISO9001+13485, FDA (EE.UU.) y GMP

Alimentación: 230V / 60 Hz.

Potencia del motor: 90W.