

Concentrador de Oxígeno 10 Litros



Descripción del producto:

Referencia: Yuwell 7F-10

Concentrador oxígeno: silencioso, fácil mantenimiento. Flujos 0.5-10 L/min, concentración 87%-95.5%, presión 40-70kPa y operación mínimo 30 min.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de flujo 10L/min.

Concentración de oxígeno: 95,5% -87%.

Presión de salida: 40- 0kPa.

Mecanismo de alivio de presión operativo en: 250 kPa $\pm$ 25 kPa.

Nivel de ruido de funcionamiento: "60 dB (A).

Potencia de entrada: 850 VA.

Tiempo mínimo de funcionamiento: 30 minutos.

Puede ser Usado en: Costa, Sierra y Selva.