

Balanza Digital LATIDOS

Con Monitor de Grasa Corporal

La Balanza con Monitor de Grasa Latidos es ideal para monitorear la composición corporal en el hogar o evaluaciones de salud. Equipada con tecnología de bioimpedancia de 4 electrodos y Bluetooth, ofrece mediciones precisas de peso, porcentaje de grasa, masa muscular e IMC, entre otros. Su plataforma de vidrio templado de 5 mm garantiza seguridad y durabilidad, mientras que la app Fitdays facilita el seguimiento de los resultados.



LTD-BD-260 

180kg

Capacidad máxima
hasta 180 kg



Operación
continua



Bluetooth



Hasta 2 años
de garantía*



Balanza Digital LATIDOS

Con Monitor de Grasa Corporal

SKU	GMD03CO090049
Cantidad por caja máster	8 Unidades
Dimensiones (an x la x al)	26.1 x 26.1 x 2.3 cm
Peso neto	1 Kg
Material de la plataforma	Vidrio templado de seguridad
Calibre del vidrio templado	5 mm
Alimentación Eléctrica	3 Vdc (2 x AAA)
Rango de Medición	3 – 180 kg
Resolución	0,1 kg
Exactitud de medición	0 – 50 kg: ± 0.3 kg 50 – 100 kg: ± 0.4 kg 110 – 180 kg: ± 0.5 kg
Conectividad	Bluetooth
Método de medición de composición corporal	Bioimpedancia, 4 electrodos
Variables del monitor de composición Corporal	libre de grasa, edad corporal, porcentaje de grasa corporal, IMC, grasa subcutánea, grado de grasa visceral, masa muscular, masa esquelética, BMR, porcentaje de músculo esquelético, proteína, masa grasa, agua corporal.
Aplicación de conexión	Fitdays
Registro sanitario	No Aplica
Certificado de no obligatoriedad	2024016960