

ECÓGRAFO E2

Sistema de Ultrasonido portátil
 Doppler Color



Alta definición

15,6"

pantalla an rreflejo y monitor
 LED plegable de 50°

2

Conectores para
 Transductores

6,5Kg

Liviano

SonoScape

- Peso neto 6,5 Kg **(con la batería incluida)**.
- Pantalla 15,6 pulgadas LCD color alta resolución con an rreflejo, ajustable hasta 30 grados.
- Resolución pantalla: 1920x1080p.
- Salida video: S-video, HDMI.
- Conectores transductores: 2 estándar.
- Almacenamiento: 500 GB.
- Paquetes de so ware medición y calculo.
- Modos imagen: B-Mode, Color/PDI, M-Mode, PW/CW Mode, Tissue Doppler Mode (TDI).
- Opción de so ware en español.
- Zoom panorámico en tiempo real.
- TGC 8 segmentos.

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

- B / 2B / 4B / M / CFM / PDI / DirPDI / PW
- Tecnología dinámica mul -beam
- THI, PHI, TGC
- μ -Scan
- Imágenes de especificación de tejidos (TSI)
- Widescan: imágenes extendidas convexas
- Widescan: imágenes trapezoidale
- Imagen compuesta espacial
- Chroma 12 pos, seleccionables.
- Triplex, Duplex
- B / C Dual Live
- Auto (M- tuning)
- PW auto-trace
- Auto IMT
- Velocidad de fotogramas: hasta 80 fps (dependiendo del transductor)
- Profundidad de escaneo: 40 cm (dependiendo del transductor)
- Angulo de exploración: 180 grados (dependiendo del transductor)

FORMATOS DE VISUALIZACIÓN

- B + B
- 4B
- B + CFM
- B + PDI
- B+DPDI
- B+TDI
- B+M
- B+PW
- B+CFM+PW
- B+PDI+PW
- B+DPDI+PW
- B+TDI+PW
- B+CW
- B+CFM+CW
- B+PDI+CW
- B+CFM+M
- Anatomical M mode

ESPECIALIDADES

Abdominal, Vascular, Cardíaco, Pediátrico
Ginecología y obstetricia, Urología
Músculo-esquelé co, Partes pequeñas.

OPCIONES DE TRANSDUCTOR

Lineales

- L741 (4.0-16.0MHz)
- 10I2 (4.0-16.0MHz)
- L746 (4.0-12.0MHz)

Convexos

- 3C-A (1.0-7.0MHz)
- C361 (2.0-6.0MHz)
- C613 (4.0-13.0MHz)

Endocavitario

- 6V1 (3.0-15.0MHz)
- EC9-5 (3.0-15.0MHz)

Phased Array

- 3P-A (1.0-6.0MHz)
- 7P-B (2.0-9.0MHz)

PUERTOS PERIFÉRICOS

3 Puertos USB 2.0, S-video, HDMI, interruptor de pie, LAN, control de impresora, DICOM 3.0

FUENTE ALIMENTACION

*Adaptador AC-DC
Entrada: 100-240Va.c., 1.5-0.75A, 50-60Hz;
Salida: 19Vd.c., 4.74A

*Batería

Voltaje nominal: 14.4V
Capacidad: 6.2AH/89.28Wh

DIMENSIONES

Altura: 35,2 cm

Ancho: 37,8 cm

Profundidad: 11,4 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

Guía de biopsia
Interruptor de pedal
Carro transporte
Male n transporte
Impresora video B/W
Impresora video a color