

# Lenz



Tecnología  
Alemana

Garantía  
3 AÑOS

## Ficha Técnica

▷ LT-N700

# Nebulizador de compresión médica



Uso para  
**toda la familia**



Ciclo de operación  
**120 horas uso continuo**



**30 PSI**  
Mayor duración de terapia



**G4 Medical**  
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS



El nebulizador de compresión médica Lenz está diseñado para el uso de toda la familia, en el hogar. Gracias a su motor de alta calidad y a su tecnología alemana, brinda un excelente desempeño sin recalentamiento durante el periodo de uso necesario.



### Uso para

toda la familia



### Tecnología

Alemana



### Incluye kit

de nebulización



### Con bolsa

protectora



### Uso

adulto /  
pediátrico



### Partículas

Tamaño  
1  $\mu\text{m}$ ~5  $\mu\text{m}$  ( $\geq 60\%$ )



### Kit de nebulización

Mascarilla en silicona

Tubo de aire en silicona

Copa dosificadora

Hasta 120hrs de operación continua



Partículas atomizadas para mayor absorción



## Especificaciones Técnicas

Referencia	LT-N700
Fuente de alimentación	110V / 60HZ
Tamaño de partículas	1 $\mu\text{m}$ ~5 $\mu\text{m}$ ( $\geq 60\%$ )
Consumo de energía	$\leq 62\text{W}$
Tasa de nebulización	$\geq 0,2 \text{ ml/min}$
Capacidad taza de medicación	8 ml
Presión atmosférica	50 kPa ~ 106 kPa
Dimensión	155 * 155 * 95mm
Peso neto	1,26 kg
Flujo de operación	12 LPM

## ¿Qué incluye ?

Mascarilla en silicona	1
1 filtro de algodón de repuesto	2
Tapa de vaso de líquido	3
Taza de líquido	4
Cuerpo de nebulización	5
Tubo de conexión	6
Manual de usuario y bolsa protectora	7

## Almacenamiento y transporte

Temperatura	5 ~ 40°C
Humedad	≤ 83% RH

## Partes del dispositivo

- 1 Mascarilla
- 2 Botón de encendido y apagado
- 3 Copa de medicación
- 4 Soporte para copa o cámara
- 5 Aberturas de ventilación
- 6 Tapa de filtro
- 7 Tubo de conexión



## Mantenimiento

- 1 El filtro de aire debe ser reemplazado cuando se torne de color gris.
- 2 El resto del dispositivo debe ser inspeccionado solo por personal técnico autorizado.
- 3 Limpiar y hacer funcionar con agua caliente el nebulizador durante unos minutos para evitar obstrucciones y eliminar restos del medicamento usado.
- 4 Todas las piezas a excepción de los filtros, pueden esterilizarse con agua caliente.