

Selladora Controlada SCM para Papel de Esterilización



Easyseal®

Descripción del producto:

Referencia: EF100-E

La selladora EF100-E cuenta con control de temperatura inteligente $\pm 1\%$. Con un rango de temperatura entre $60 \sim 220^{\circ}\text{C}$. Alcanza un calentamiento de 180°C en 40 seg, (desde temperatura ambiente). Tiene un sistema ajustable de fuerza de sellado, apto para papel 3D, plástico y papel. Incluye un avanzado sistema de calefacción en cerámica, estabilidad a alta temperatura y control automático por microprocesador. Sellado rápido 10 M / 1 min. Ancho de banda de sellado de 12 mm. y margen de sellado ajustable $0 \sim 35$ mm. Fuerza de sellado cumple norma YY/T 0698.5-2009.El voltaje 110 Voltios - 50 / 60 Hz - 500 Vatios.

Medidas aproximadas: 49 x 26 x 13.6 cms. **Peso Aproximado:** 15 Kgs.