



CAMINADOR CON RUEDAS DE 5" EN ALUMINIO ANODIZADO KP

Con dos botones de plegado rápido, es de fácil almacenamiento y transporte. Ideal para espacios angostos. Disponible en tres colores




 Independencia y seguridad	 Estructura plegable
 Tapones antideslizantes para mayor tracción	 Graduación en altura por medio del pin
 Ruedas macizas con rin estrella	 Fácil mantenimiento
 Servicio al cliente	 1 AÑO DE GARANTÍA


COLORES



KP153-AL-12



KP153-AL-9



KP153-AL-19

SKU	H01MA01965 - H01MA01964 - H01MA01966
Dimensiones Caja	57 cm X 27 cm X 83 cm
Cantidad por Caja	4 unidades
Peso Neto	12 kg
Peso Bruto	13,5 kg
Altura del producto	Mín 78 cm - máx 96 cm
Ancho del producto	45,7 cm
Ruedas delanteras	Macizas rin estrella de 5"
Estructura	Aluminio, con alma de hierro y plegable
Calibre del tubo	1 mm
Material de la empuñadura	PVC en colores negro y gris
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	113 kg
Registro Sanitario	2017DM-0017016 - 2017DM-001675