

Centrifuga 8 Tubos GEMMY PLC-03



Descripción del producto:

Referencia: PLC-03

La Centrifuga análoga PLC 03 es ideal para laboratorios e instituciones médicas, con capacidad de 8 x 15 mL. Está fabricado con un material altamente resistente. Es de muy fácil manejo por lo que ayuda a reducir el tiempo de trabajo. Separa el suero de la sangre en corto tiempo, 4500 RPM. variable, temporizador de 60 minutos.

La velocidad se puede configurar de 1000 a 4500 rpm.

Puede ajustar la velocidad de rotación o utilizar una velocidad constante según lo desee.

Hay un sistema de tapa de seguridad. Evita que gire mientras la tapa no está cerrada.

Hay un sistema antivibraciones. (Tope de goma antivibración)

Puede establecer un tiempo máximo de trabajo de 60 minutos con una luz que indica el estado de trabajo de la máquina.

La máquina está hecha de hierro fundido resistente con ventosas de goma. Esto evita el deslizamiento y el movimiento de la máquina mientras está en uso.

Hay orificios de ventilación para enfriar mientras está en uso.

La máquina cuenta con la certificación CE según EN60601-1-2 e IEC801.

Garantía del producto de 1 año