

X12_{2IBP}

MONITOR DE PACIENTES



Diseño sin ventilador



Modo nocturno



Nivel de tono
en SpO2



Impresora térmica
(OPCIONAL)



FDA

CE

Características

- Diseño ligero, delgado y compacto
- Pantalla TFT a color de 12.1 pulgadas
- 13 formas de ondas máximo.
- ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.
- Oximetría con modulación de Tono por pulso.
- Análisis ECG de 7 segmentos.
- Batería de Litio recargable.
- Comunicación bidireccional con la Central de monitoreo.
- Detección de Marcapasos.
- Llamada de enfermería.

Modo de visualización múltiple



Estándar




Letra grande



Pantalla de tendencias



OxyCRG



ECG

- Filtro personalizable para mejor rendimiento.
- Detección de marcapasos y protección de desfibrilador/ESU.
- Algoritmo iSEAP, líder en la industria para detección precisa de arritmias.
- Algoritmo SEMIP con 208 hallazgos de ECG sobre diversidades de edad/género



SpO2

- ▶ Algoritmo iMAT con excelente resistencia al movimiento y rendimiento de baja resistencia a la perfusión
- ▶ Lectura de referencia del índice de perfusión (PI) de 0 al 10 según los cambios de perfusión.
- ▶ Mediciones simultáneas de SpO2 y NIBP de la misma extremidad.



PANI/NIBP

- ▶ El diseño de filtro de polvo dual no bloquea el interior y proporciona lecturas precisas de PANI / NIBP
- ▶ Modo de limpieza único para el mantenimiento de rutina.
- ▶ Algoritmos ICUFS con tecnología de deflación inteligente.

OPCIONAL
CENTRAL DE MONITOREO
MFM-CMS EDAN



Almacenamiento interno temporal

1200	240 h	200	120 s	200
Medición de NIBP	Revisión de tendencia	Eventos de alarma	Forma de onda congelada	Eventos de arritmia

Accesorios Opcionales



Soporte de pared

Soporte pedestal



Impresora Térmica



Accesorios que incluye

Sensor SpO2 tipo pinza.

Manguera Nibp.

Batería de litio.

Sensor de temperatura.

Brazalete Nibp adulto.

Cable ECG.