



Se ha diseñado para que pueda utilizarse de manera portátil o estacionaria, ya que sus dos piezas principales se pueden plegar y desmontar, ahorrando espacio para el transporte o cuando desee guardarse. El tope de pie y los tableros de medición se unen gracias a un mecanismo seguro tipo clip. La superficie es lisa y agradable al contacto con la piel, además es fácil de limpiar. El soporte central es movable y se desliza para conocer el tamaño del bebé con 1mm de exactitud. Con un rango de medida de 100cm permite que incluso los infantes mas grandes puedan ser medidos.

Especificaciones Técnicas

Rango de medida	100-1000 mm
Graduación	1 mm
Unidades	cm / mm
Dimensiones (abierto)	1260 x 280 x 90 mm
Dimensiones (cerrado)	640 x 280 x 90 mm
Ancho de la base	288 mm
Peso aproximado.	1,5 kg
Garantía	2 años
Materiales	ABS
Error permitido	+/- 2mm

