

Instrumentos laparoscópicos reutilizables



Seguro

El manguito aislado expone una base de metal más corta para evitar el daño accidental causado por una fuga eléctrica.



Durable

Los materiales estrictamente seleccionados más los procesos de producción especiales prolongan notablemente la vida útil del producto.



Ergonómico

Se desmonta en tres partes con un solo clic para una limpieza y esterilización más a fondo.



Pinzas de agarre y disección

- Dientes de sujeción de diamante
Mayor fuerza de agarre con menos daño tisular
- Sin bulto en la articulación de apertura
Reduce los residuos de sangre, fluidos corporales y tejidos, es fácil de limpiar y reduce las infecciones cruzadas.
- Base de metal más corta
Menos lesiones eléctricas accidentales

Producto	Descripción	Dimensiones	Código
	Pinzas de agarre y disección KELLY, Maryland	φ5×360	222-5S3013
		φ5×360, con cremallera	222-5T3013
		φ5×430	222-5S4013
		φ5×430, con cremallera	222-5T4013
	Pinza de agarre y disección KELLY, larga, Maryland	φ5×360	222-5S3023
		φ5×360, con cremallera	222-5T3023
		φ5×430, con cremallera	222-5T4023
	Pinza de agarre y disección, en ángulo recto	φ5×360	222-5S3123
		φ5×360, con cremallera	222-5T3123
		φ5×430, con cremallera	222-5T4123
	Pinza de agarre y disección recta, atraumática	φ5×360	222-5S3043
		φ5×360, con cremallera	222-5T3043
	Pinza de agarre y disección, atraumática	φ10×360	222-0S3103
		φ10×360, con cremallera	222-0T3103
	Pinza de agarre y disección, en ángulo recto	φ10×360	222-0S3133
		φ10×360, con cremallera	222-0T3133

Pinzas de agarre



Sin cremallera



Con cremallera

Producto	Descripción	Dimensiones	Código
	Pinza de agarre intestinal, fenestrada, corta	φ5×360	222-5S3213
		φ5×360, con cremallera	222-5T3213
	Pinza de agarre atraumática	φ5×360	222-5S3633
		φ5×360, con cremallera	222-5T3633
		φ5×430, con cremallera	222-5T4633
	Pinza de agarre CROCE-OLMI, atraumática, curva	φ5×360	222-5S3453
		φ5×360, con cremallera	222-5T3453
		φ5×430, con cremallera	222-5T4453
	Pinzas de agarre, con dentado atraumático especialmente fino	φ5×360	222-5S3473
		φ5×360, con cremallera	222-5T3473
		φ5×430	222-5S4473
		φ5×430, con cremallera	222-5T4473
	Pinza de agarre intestinal, fenestrada	φ5×360	222-5S3303
		φ5×360, con cremallera	222-5T3303
	Pinzas de agarre BABCOCK	φ5×360	222-5S3553
		φ5×360, con cremallera	222-5T3553
	Pinzas de agarre, 2×4 dientes	φ5×360	222-5S3393
		φ5×360, con cremallera	222-5T3393

Pinzas de agarre



Sin cremallera



Con cremallera

Producto	Descripción	Dimensiones	Código
	Pinza de agarre, atraumática	φ5×360	222-5S3333
		φ5×360, con cremallera	222-5T3333
	Pinzas de adhesión VANCAILLIE, una mandíbula fenestrada	φ5×360	222-5S3493
		φ5×360, con cremallera	222-5T3493
	Pinza de biopsia MANHES	φ5×360	222-5S3903
		φ5×360, con cremallera	222-5T3903
	MANHES Pinzas de agarre, "mandíbulas de tigre", 2×4 dientes	φ5×360	222-5S3363
		φ5×360, con cremallera	222-5T3363
	Pinza de uña, 2×3 dientes, corta	φ10×360	222-0S3403
		φ10×360, con cremallera	222-0T3403
	Pinzas de agarre de tejidos SAWALHE	φ10×360	222-0S3423
		φ10×360, con cremallera	222-0T3423
	Pinzas de agarre BABCOCK	φ10×360	222-0S3573
		φ10×360, con cremallera	222-0T3573

Pinzas de agarre



Sin cremallera



Con cremallera

Producto	Descripción	Dimensiones	Código
	Pinza de garra, dientes 2×3	φ10×360	222-0S3413
		φ10×360, con cremallera	222-0T3413
	Pinzas de cuchara	φ10×360	222-0S4883
		φ10×360, con cremallera	222-0T4883
	Pinzas para oviductos VANCAILLIE	φ5×360	222-5S3583
		φ5×360, con cremallera	222-5T3583
	Pinzas de agarre y disección, tipo de cocodrilo	φ5×360	222-5S3773
		φ5×360, con cremallera	222-5T3773
	Pinzas de agarre DeBAKEY, mandíbulas curvas y delgadas	φ5×360	222-5S3813
		φ5×360, con cremallera	222-5T3813
	Pinza de agarre, atraumática, en forma de cuchara	φ5×360	222-5S3223
		φ5×360, con cremallera	222-5T3223
	Pinza de agarre y disección MANHES, "pico de pato"	φ5×360	222-5S3283
		φ5×360, con cremallera	222-5T3283