

Concentrador de Oxígeno LONGFIAN JAY-10



Descripción del producto:

Referencia: **JAY-10**

Producto: Concentrador de oxígeno

Marca/ fabricante: Longfia

Dispositivo medico: no invasivo

Características: equipo de oxígeno para uso en casa, para uso adulto y pediátrico.

Flujo de oxígeno (L/min): 0- 10L/min

Concentración de oxígeno: 93%±3%

Presión de salida (Mpa): 0.04- 0.07

Nivel de Ruido (dB(A)): ≤50

Energía: AC110V±10%, 50/60Hz

Consumo de energía: ≤550W

Alarma: Falla de energía. Baja y alta presión

Pantalla LCD: Programación tiempo, presión de operación, tiempo de operación actual, tiempo acumulado, tiempo preestablecido de 10 minutos a 40 horas

Categoría eléctrica: Clase II, tipo B

Dimensiones (cm): 36.5 x 37.5 x 60

Peso neto (Kg): 28

Filtros: Interno (repuesto adicional), externo, filtro antimicrobiano

Recomendaciones: Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo después de tener un año de uso.