

Concentrador de Oxígeno LONGFIAN JAY-5AW



Descripción del producto:

Referencia: JAY-5AW

Producto: Concentrador de oxígeno

Marca/ fabricante: Longfian

Dispositivo medico: no invasivo

Características: equipo de oxígeno para uso en casa, para uso adulto y pediátrico.

Energía nominal (VA): 300

Voltaje de operación: AC110/50

Flujo de oxígeno (L/min): 0.5-5

Concentración de oxígeno: 93%±3%

Presión de salida (Mpa): 0.04- 0.07

Alarma: Falla de energía. Baja y alta presión

Ruido (dB(A)): ≤43

Pantalla LCD larga: Tiempo acumulado, tiempo presente, botones de tiempo, Presión digital (exactitud: 0.001MPa); Tiempo de acumulación (rango 0-10000 horas; Tiempo presente (exactitud: 1 minuto); Tiempo preajustado (exactitud: 1 minuto);

Categoría eléctrica: Clase II, tipo A

Dimensiones (cm): 50 x 28 x 34

Peso neto (Kg): 16

Fusible de alimentación: T5AL/110V