

Camilla

de transporte

camilla de transporte

TECHNO IN
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

Camilla de transporte y recuperación YHR-Q2



Descripción del Producto:

Sistema principal de accionamiento mecánico. Cabecero de levante entre 180 ~ 70° (+/-5°). Cuenta con una estructura metálica en acero CR, tendido en polipropileno de alta densidad y altura graduable mediante manivela. Partes resistentes a líquidos desinfectantes, barandas laterales en polipropileno ecualizables. Ruedas de 150 mm en polipropileno, rueda central para maniobra giro de 360°. Sistema de bloqueo central (freno con pedal), cabecero y barandas con brazos hidráulicos. Capacidad de carga: 150 kg. Máxima altura del tendido: 84 cm, mínima altura del tendido: 54 cm, medidas aproximadas: 193 x 64 cm. Peso: 81 kgs. Con compartimiento para cilindro la base de la camilla.

Fabricante: Zhangjiagang Herui Medical Equipment Co.

Condiciones de almacenamiento: Ambiente,

Rango de Temperatura: -2° C a 40° C.

Accesorios: Atril porta suero, 1 colchoneta de 100mm.

Vida útil: 5 años

Clasificación: IIA

Marca Comercial: Life Rescue