


MICROSCOPIOS BINOCULARES

AQUILA



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote binocular Seidentopf con inclinación de 45° Adaptable a cámara.
- ▶ 360° de rotación y distancia inter pupilar de 55- 75mm. Ajuste dióptrico en ocular derecho.
- ▶ Longitud del tubo mecánico: 160mm.
- ▶ 2 juegos de oculares campo amplio WF 10X - Φ 18 mm y WF 16X - Φ 11 mm.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, oil).
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1600X.
- ▶ Rango de enfoque 20mm con intervalo de 0.002mm.
- ▶ Porta objetivos giratorios para 4 objetivos removibles.
- ▶ Estantivo de 125 x 120mm con carro mecánico escala Vernier 70 x 30mm.
- ▶ Ajuste micrométrico con perilla y escala, ajuste macrométrico con perilla.
- ▶ Condensador ABBE NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y porta filtros.
- ▶ 3 Filtros (amarillo, azul y verde)
- ▶ Iluminación LED con brillo ajustable. ▶ Con protección antihongos.



ACCESORIOS

COD. 4110013