


MICROSCOPIOS BINOCULARES

CAMPY AVANZADO



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cabezote binocular con inclinación de 45° y 360° de rotación. Adaptable a cámara.
- ▶ Distancia interpupilar de 55-75mm. ▶ Ajuste dióptrico en los **dos oculares**.
- ▶ Longitud del tubo mecánico: 160mm.
- ▶ 2 juegos de oculares campo amplio WF 10X - Φ 18 mm y WF 16X - Φ 11 mm.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, oil).
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1600X.
- ▶ Rango de enfoque 20mm con intervalo de 0.002mm.
- ▶ Porta objetivos giratorios para 4 objetivos removibles.
- ▶ Estantivo de 140 x 132mm con carro mecánico escala Vernier de 75 x 45mm.
- ▶ Ajuste micrométrico con perilla y escala, ajuste macrométrico con perilla.
- ▶ Condensador ABBE NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y porta filtros.
- ▶ Iluminación LED 3W con brillo ajustable.
- ▶ Espejo con soporte. ▶ Forro protector.
- ▶ Con protección antihongos. ▶ Caja de madera.



ACCESORIOS

COD. 4110012