

Carro Porta Historia Clínica



Características:

Dimensiones: 750 x 410 x 980 mm

Material: Fabricado en plástico ABS de alta resistencia.

Diseño y estructura: La parte superior está compuesta por dos cajones y debajo posee 50 ranuras organizadas en doble fila. El tamaño de la superficie del cajón es de 290 x 100 mm y el volumen interior es de 213 x 312 x 85 mm.

Movilidad: Posee 4 ruedas silenciosas, dos de ellas con freno para asegurar el carro.

Seguridad: Incorpora un sistema de cierre seguro que protege la confidencialidad y resguarda la información contenida en las historias clínicas.