

MICROSCOPIOS BINOCULARES

CAMPYCAM



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Microscopio digital con cámara incorporada 3Mpixel o 5Mpixel.
- ▶ Cabezote binocular tipo Seidentopf con inclinación de 30°.
- ▶ Oculares WF 10X - Φ 18 mm.
- ▶ Objetivos acromáticos de 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, oil).
- ▶ Rango de Magnificación 40X a 1000X.
- ▶ Rango de enfoque 30mm con intervalo de 0.002mm.
- ▶ Porta objetivos giratorios para 4 objetivos.
- ▶ Ajuste micrométrico con perilla y escala, ajuste macrométrico con perilla.
- ▶ Condensador ABBE NA=1.25 Ajustable con diafragma de iris y porta filtros.
- ▶ Estativo de 140 x 132mm con carro mecánico escala Vernier de 75 x 45mm.
- ▶ Iluminación LED 3W objetivo Anti-fungal.
- ▶ Manual de instrucciones.
- ▶ Guardapolvo, filtro azul y fusible BGX1-20(1A).



MODELO

4110123: 3Mpixel

4110125: 5Mpixel