TECHNO IN
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

ESTEREOMICROSCOPIOS

OPEL 20X



CARACTERÍSTICAS

- Cabezote binocular inclinado a 45° y 360° rotación.
- Distancia interpupilar 52-75mm.
- Chasis Metálico con pintura horneable.
- Oculares campo amplio WF 10X - Φ 20mm. Ajuste dióptrico en ocular izquierdo.
- Objetivo acromático de 2X
- Rango de Magnificación 20X
- Regulación Dióptrica (H-5) y regulación de precisión de enfoque.
- Plato porta objetos y pinzas prensa muestras.
- Ajuste macrométrico con perilla y cremallera.
- Producto con aprobación CE e Iluminación LED.
- Adaptador de corriente y forro.



ACCESORIOS

COD. 4110029